


FlexiSign Information

Eingabegeräte

Bedienung mit dem Scrollrad


Mit dem Scrollrad der Maus lässt sich die Ansicht ändern




FlexiSign Information

Eingabegeräte


Bedienung mit dem Scrollrad



Wird nur das Scrollrad allein gedreht, wandert die Ansicht nach oben, oder nach unten.



Ein Scrollen mit gedrückter **ctrl** bzw **Strg**-Taste vergrößert, bzw. verkleinert die Ansicht.



Ein Scrollen mit gedrückter **shift**-Taste läßt die Ansicht nach links, bzw. nach rechts wandern.